



Controle: aumento da resposta ao torque para dirigibilidade



Resposta: menor atrito para resposta tátil distal



Escolha: ampla seleção de níveis de flexibilidade de ponta e de suporte





Dados técnicos / informações para pedido

Intervenção Vascular // Coronária
Fio Guia Coronário

 **BIOTRONIK**
excellence for life

Galeo Pro





Galeo Pro

Indicado para facilitar o posicionamento de cateteres de cardiologia intervencionista.*

Dados técnicos	Fio guia
Diâmetro	0.014"
Comprimento	190 cm e 300 cm
Material da alma central	Aço inoxidável de alta resistência
Coil proximal	21.5 cm, aço inoxidável
Coil distal	26 mm, paládio, radiopaco
Revestimento proximal (shaft)	PTFE
Revestimento distal	Hidrofílico (30 cm)
Níveis de flexibilidade de ponta	Extra flexível (HF), Flexível (F), Média (M)
Níveis de suporte	Standard e Extra Suporte (ES)
Marcas no shaft	92 cm e 102 cm da extremidade distal

Informações para pedidos	Número no catálogo	Formato da ponta	Flexibilidade da ponta	Código de cor	Nível de suporte	Comprimento
	389781	Reta	Extra flexível	■ Vermelho	Standard	190 cm
	389782	J	Extra flexível	■ Vermelho	Standard	190 cm
	389783	Reta	Flexível	■ Laranja	Standard	190 cm
	389784	J	Flexível	■ Laranja	Standard	190 cm
	389785	Reta	Média	■ Azul	Standard	190 cm
	389786	J	Média	■ Azul	Standard	190 cm
	389787	Reta	Flexível	■ Amarelo	Extra suporte	190 cm
	389788	J	Flexível	■ Amarelo	Extra suporte	190 cm
	389791	Reta	Flexível	■ Laranja	Standard	300 cm

*Indicação pelas instruções de Uso (IFU).

Fabricante:

Concert Medical, LLC
77 Accord Park Dr.
Norwell, MA 02061-1605,
USA
Tel +1 (781) 871 7882
info@concertmedical.com
www.concertmedical.com

Distribuidor:

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach, Switzerland
Tel +41 (0) 44 8645111 Fax
+41 (0) 44 8645005
info.vi@biotronik.com
www.biotronik.com

© 2018 BIOTRONIK AG – Todos os direitos reservados.

Especificações sujeitas a modificação,
revisão e melhoria.